

**Medidas:** 40,55x37x17 cm.

**Peso:** 5 Kgs.

**Voltaje:** 110 - 240 V. 50-60 Hz.

- Emite ondas amortiguadas de Arsonvalización de 3 Km. de longitud, las cuales producen corrientes, de bioinducción
- La aplicación se efectúa a través de electrodos

**Efectos:**

- Sedante
- Penetración del producto interior
- Emisión de ozono
- Actúa sobre los terminales nerviosos y sensitivos de la piel
- Activador de la circulación
- Fuerte carga calórica, aplicable a digito puntura y puntos fijos

**Compuesto por:**

- 1 aparato ArsonSpa
- 1 cable de red
- 2 portaelectrodos
- 1 electrodo cable
- 1 electrodo de retorno metálico
- 1 electrodo retorno de cristal
- 1 electrodo cilindro
- 1 electrodo cono
- 1 electrodo cauterio
- 1 electrodo copa
- 1 electrodo bola
- 1 electrodo plano
- 1 manual de uso

