

Medidas: 40,55x37x17 cm.  
Peso: 9,5 Kgs.  
Voltaje: 230 V. 50 Hz.  
Consumo: 160 W.  
Presión máxima: 250 mB.  
Presión máxima de trabajo: 100 mB.  
Tiempo de paso: de 1 a 60 segundos  
Tiempo de ciclo: de 1 a 60 segundos  
Tiempo de programa: de 5 a 60 minutos

**Compuesto por:**

- 1 aparato PresoSpa
- 1 cable de red
- 2 mangueras de conexión
- 1 bota izquierda
- 1 bota derecha
- 1 faja abdominal
- 1 manual de uso

- Es un equipo para tratamiento de presoterapia que trabaja en el rango de presiones 40 a 100 Mb, que puede trabajar con una o dos botas de seis cámaras simultáneamente y puede trabajar también con una faja abdominal de dos cámaras

